



Dati Tecnici

Prodotto: Glutamate Dehydrogenase

Enzima	Glutamate Dehydrogenase		
EC	1.4.1.4		
Fonte	microbial		
Reazione catalizzata	Catalyzes the reversible redusction of alpha-ketoglutaric acid to glutamate in the presence of NADPH		
Substrati conosciuti	alpha-ketoglutaric acid, glutamate		
Applicazioni conosciute	L-glutamnic acid determination		
PH	7.5		
Temperatura	40		
Codice d'ordine	GLUTDH-15	GLUTDH-60	GLUTDH-BULK
Formato del pacchetto (Unità)	15.000 Units	60.000 Units	Bulk
Prezzo (€)	200,00 €	700,00 €	su richiesta
Formulazione	Suspension in Litium Sulphate		
Attività	> 3500 IU/ml		
Attività specifica	> 200 IU/mg		
Definizione unità	One Unit is defined as the amount of enzyme required to produce onemicromole of NADP+ from NADPH at 25°C and pH 7.5		
Altre informazioni	Swirl to mix the suspension immediately prior to use		

CPC Biotech s.r.l.
Sede Legale:
Via dei Mille, 74 80121
Napoli - ITALY
www.cpcbitech.it

Sede Amministrativa:
Via B. Colleoni, 23 - Palazzo Pegaso, 2
20041 AGRATE BRIANZA - (MI) Italy
Tel.: +39 039 6898029
Fax.: +39 039 6899774

Vat Code 00751490962
Codice Fiscale 03447450150
R.E.A. 750151
Registro Imprese di Napoli
Cap. Soc € 100.000,00 i.v.